

## **EXAMEN DE LA CULTURE DES SELLES (COPROCULTURE) Y COMPRIS ANTIBIOGRAMME D'IDENTIFICATION**

### **Méthode de collecte des échantillons**

- recueillir dans un récipient approprié une quantité de matière venant d'être évacuée correspondant approximativement à une noix
- veiller à ne pas contaminer l'échantillon avec de l'urine ou du sang des règles
- remplir le récipient **jusqu'à la moitié**

Modalité de retour des échantillons **dans la matinée** des jours prévus pour la collecte :

- remettre le ou les conteneurs au personnel de la Salle des prélèvements, après avoir effectué la réception, dans les 12 heures suivant la collecte

### **ATTENTION !**

Pour ce type d'examen, il n'est pas nécessaire de modifier ses habitudes alimentaires

Plusieurs échantillons de selles doivent provenir d'évacuations de différents jours

Pour ces examens, l'échantillon peut être conservé entre 2 et 8°C