

نمونہ حاصل کرنے کا طریقہ

Enterobius vermicularis (جو عام طور پر "پن ورم" کے نام سے جانا جاتا ہے) کی تشخیص کے لیے عام پیراسائیکولوجی (پاخانے کے ذریعے پرجیونین کی جانچ) معائنے کے بجائے ایک مخصوص ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جسے **Scotch Test** کہا جاتا ہے۔ مریض کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کلیکشن پوائنٹ سے ایک کٹ حاصل کرے، جس میں نمونہ جمع کرنے کے لیے ضروری سامان، جیسے ٹونگ ڈپریسر اور کھردری سطح والی شیشے کی سلائڈ شامل ہو نمونہ صبح جاگنے کے فوراً بعد، نہانے یا رفع حاجت سے پہلے جمع کیا جائے اور تجزیے کے لیے لیبارٹری میں جمع کروا دیا جائے۔

نمونہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل طریقہ کار پر عمل کریں:

- موصول شدہ تھیلی کو خالی کریں، اسے کھلا رکھیں اور آسانی سے قابل رسائی جگہ پر رکھیں؛
- شیشے کی سلائڈ کے کھردری سطح والے حصے پر مریض کا کنیت اور نام پنسل سے لکھیں؛
- تقریباً 5-6 سینٹی میٹر لمبا شفاف چپکنے والا ٹیپ کاٹ کر ٹونگ ڈپریسر پر اس طرح لگائیں کہ چپکنے والی سطح باہر کی طرف ہو، اور ٹیپ کے دونوں سروں کو انگوٹھے اور اشارے کی انگلی سے تھامیں؛
- ٹونگ ڈپریسر جس پر چپکنے والی ٹیپ لگی ہو، احتیاط سے مقعد کے دہانے پر رکھیں اور چند سیکنڈ کے لیے دبا کر اچھی طرح چپکنے دیں تاکہ نمونہ صحیح طریقے سے حاصل ہو سکے؛
- چپکنے والی ٹیپ کو فراہم کردہ شیشے کی سلائڈ پر اس طرح چپکائیں کہ ہوا کے بلبے نہ بنیں اور ٹیپ پوری طرح سلائڈ سے چپک جائے؛
- شیشے کی سلائڈ کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالیں، اس کی بیرونی سطح کو ہاتھ نہ لگائیں، اور ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ اگر انڈے موجود ہوں تو وہ عموماً پہلے سے نشوونما یافتہ اور متعدی ہو سکتے ہیں؛
- تھیلی کو بند کریں اور اسے کلیکشن پوائنٹ کے کھلنے کے اوقات میں وہاں جمع کروا دیں۔



احتیاط!

نمونہ جمع کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کا عمل انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر انڈے موجود ہوں تو وہ عموماً پہلے سے نشوونما یافتہ اور متعدی ہو سکتے ہیں۔