

## 粪便标本采集的准备规则

<input type="checkbox"/> 全面粪便检查	<input type="checkbox"/> 粪性胰腺弹性	<input type="checkbox"/> 粪便抗原研究幽门螺旋杆菌
<input type="checkbox"/> 轮状病毒和/或腺病毒研究	<input type="checkbox"/> 艰难毒素A/B/C检测	

### 样本采集方法

- 将**粪便**收集到适当的容器中
- 将容器装至一半

在规定采集日**上午**的样本交付方式:

- 在柜台验收后，在工作时间内送到采集点
- 将容器交给采集室工作人员

### 注意!

对于这类检查，无需改变饮食习惯

多个粪便样本必须来自不同日期的排泄物

对于这些检测，可以将样本保存在4°C下，并在采集后4天内交付