

粪便培养检查（共培养） 包括事件识别抗生素图

样本采集方法

- 在合适的容器中收集一定量的新鲜排放物，其数量大致相当于一个核桃的大小
- 确保样本不被尿液或经血污染
- 将容器装至一半

在规定采集日上午的样本交付方式：

- 验收合格后，在采集后12小时内将容器交给采集室工作人员

注意！

对于这类检查，无需改变饮食习惯

多个粪便样本必须来自不同日期的排泄物

进行这些检查时，可将样本保存在2 - 8°的温度下